

## 1.10 Bestimmung der dynamischen Zähigkeit von Flüssigkeiten nach Stokes

### 1 Theoretische Grundlagen

Wird ein Körper in einer realen Flüssigkeit bewegt, so wirkt auf ihn infolge der inneren Reibung eine Reibungskraft  $F_R$ . Für eine Bewegung mit konstanter Relativgeschwindigkeit zwischen Körper und Flüssigkeit ist  $F_R$  bei ein und demselben Körper nur noch von der dynamischen Zähigkeit  $\eta$  (kurz: Zähigkeit) der Flüssigkeit abhängig, wenn der Strömungsverlauf laminar ist.

Die Zähigkeit ist über die Beziehung

$$F_R = \eta \cdot A \cdot \frac{dv}{dx}$$

definiert (siehe Literatur). Sie ist von der Art der Flüssigkeit, ihrer Temperatur und dem Druck abhängig.

Bewegt sich eine glatte Kugel mit dem Radius  $r$  mit konstanter Geschwindigkeit  $v$  durch eine unendlich ausgedehnte Flüssigkeit mit der Zähigkeit  $\eta$ , so wirkt auf sie entgegen der Bewegungsrichtung die Reibungskraft  $\vec{F}_R$ . Stark vereinfacht gilt

$$\vec{F}_R = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot \vec{v} \quad (\text{Stokessches Gesetz})$$

Zur Charakterisierung von Strömungen wird eine dimensionslose Größe, die Reynoldszahl  $Re$  eingeführt. Für eine Kugel mit Durchmesser  $d$  ist

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho_{Fl}}{\eta} \quad (1)$$

Die genauere Rechnung führt dann für die Reibungskraft auf die (unendliche) Reihe.

$$\vec{F}_R = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot \vec{v} \cdot \left( 1 + \frac{3}{16} \cdot Re - \frac{19}{1280} \cdot Re^2 + \frac{71}{20480} \cdot Re^3 - \dots \right)$$

Für nicht zu große Reynoldszahlen ( $Re \approx 1$ ) ist die 1. Näherung ausreichend genau.

$$\vec{F}_R = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot \vec{v} \cdot \left( 1 + \frac{3}{16} \cdot \frac{v \cdot d \cdot \rho_{Fl}}{\eta} \right)$$

Erfolgt die Bewegung längs der Achse eines Zylinders mit dem endlichen Radius  $R$ , so ist dem Stokesschen Gesetz noch der Ladenburgsche Korrekturfaktor  $f_L$  hinzuzufügen:

$$\vec{F}_R = -6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot \vec{v} \cdot \left( 1 + \frac{3}{16} \cdot \frac{v \cdot d \cdot \rho_{Fl}}{\eta} \right) \cdot f_L \quad , \quad f_L = \left( 1 + 2,1 \frac{r}{R} \right) \quad (2)$$

Die Reibungskraft ist vom Material der Kugel unabhängig. In einer hinreichend zähen Flüssigkeit (hinreichend große Fallzeit der Kugel) lässt sich deren Zähigkeit aus der konstanten Fallgeschwindigkeit von Kugeln ermitteln.

Fällt eine Kugel in einer Flüssigkeit mit konstanter Geschwindigkeit, so muss die Summe aller an der Kugel angreifenden Kräfte Null sein:

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad (3)$$

Die an der Kugel angreifenden Kräfte sind:

die Gewichtskraft  $\vec{F}_G = m_K \cdot \vec{g} = \rho_K \cdot V_K \cdot \vec{g}$  (4)

die Auftriebskraft  $\vec{F}_A = -\rho_{Fl} \cdot V_K \cdot \vec{g}$  (5)

die Reibungskraft  $\vec{F}_R$  (2)

$m_K$  : Masse der Kugel

$\rho_K$  : Dichte der Kugel

$V_K$  : Volumen der Kugel

$\rho_{Fl}$  : Dichte der Flüssigkeit

$r$  : Radius der Kugel

$v$  : Geschwindigkeit der Kugel

$g$  : Erdbeschleunigung

Aus den Gleichungen 2-5 erhält man nach Einsetzen und Umformen eine Beziehung mittels der sich aus der gemessenen Fallgeschwindigkeit  $v$  der Kugel die Viskosität der Flüssigkeit bestimmen lässt.

## 2 Aufgabenstellung

Aus der konstanten Fallgeschwindigkeit glatter Kugeln in einer zähen Flüssigkeit ist die Zähigkeit der Flüssigkeit zu bestimmen. Der Versuch ist mit Stahlkugeln, Glaskugeln  $\varnothing$  ca. 2 mm und Glaskugeln  $\varnothing$  ca. 6 mm auszuführen.

In jeder Meßreihe sind 10 gleichartige Kugeln zu verwenden.

## 3 Erforderliche Geräte und Material

1 Standzylinder mit einer Flüssigkeit

1 Thermometer

2 Stoppuhren

1 Maßstab

1 Mikrometerschraube

Glaskugeln (Durchmesser ca. 2 mm)

kleine Behälter zum Aufbewahren und Wägen der Kugeln

Stahlkugeln (Durchmesser ca. 2 mm)

1 Aräometer

Glaskugeln (Durchmesser ca. 6 mm)

## 4 Versuchsdurchführung

- Die Flüssigkeit, deren Zähigkeit bestimmt werden soll, wird in einem mit Meßmarken versehenen Glaszylinder bereitgestellt. Die Dichte der Flüssigkeit wird mit dem Aräometer gemessen.
- Abstand  $s$  der Meßmarken ermitteln.
- Jeweils 10 gleichartige Kugeln (2-mm-Glas, 6-mm-Glas und Stahl) wiegen und die mittlere Masse einer einzelnen Kugel bestimmen.
- Durchmesser der zu verwendenden Stahlkugeln mit der Mikrometerschraube messen.
- Fallzeit  $t$  der Kugeln zwischen den Meßmarken des Standzylinders mit zwei Stoppuhren bestimmen.

## 5 Auswertung


- Der mittlere Radius der Glaskugeln ist aus der Massenbestimmung zu ermitteln. Die Dichte der Glaskugeln ist dafür mit  $\rho_{\text{Gl}} = (2,5 \pm 0,1) \text{ g/cm}^3$  anzunehmen. Aus Fertigungsgründen weichen die Glaskugelradien bis zu 10 % vom Mittelwert ab.
- Die Dichte der Stahlkugeln ist aus der Messung der Radien und der Massenbestimmung zu errechnen.
- Die Fallgeschwindigkeit der verschiedenen Kugelsorten ist zu bestimmen.
- Mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsrechnung ist für jede Kugelsorte ein Wert der Zähigkeit zu bestimmen.
- Die Viskosität der Flüssigkeit bei der gemessenen Temperatur ist durch den gewichteten Mittelwert aus den 3 zuvor bestimmten Werten anzugeben.

## 6 Literaturhinweis

Dobrinski, Krakau, Vogel: Physik für Ingenieure, Teubner

Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure, Springer

## Dichte von Glycerin



## Viskosität von Glycerin

